

biotec italia

# Supreme

La luce  
che irradia  
la tua bellezza.

MACCHINA INNOVATIVA PER  
LA RIDUZIONE PERMANENTE  
DEI PELI DEL VISO E DEL CORPO  
CON TECNOLOGIA  
LASER DIODO E CPL.



RISULTATI  
CLINICAMENTE  
TESTATI

**PROVALA  
QUI**



biotec italia  
Aesthetics

biotec italia

# Supreme

Ogni desiderio è esaudito.

Risultati eccellenti  
su ogni zona del viso edel corpo.

Efficace e sicuro su tutti i fototipi

Design innovativo  
ed esclusivo.

Protocolli  
di trattamento  
assolutamente unici.

Percorso  
di applicazioni  
mirato.



GUARDA  
IL VIDEO  
TUTORIAL



## I VANTAGGI DEL LASER DIODO 810nm

Trattamenti rapidi, efficaci e totalmente indolori. Tempi di trattamento ridotti rispetto alle altre tipologie di laser, nel massimo comfort e con la massima soddisfazione del cliente. Eccezionale longevità della sorgente laser: 20 milioni di impulsi garantiscono un significativo abbattimento dei costi di gestione dell'apparecchiatura.

**Motion Speed 10.10.10** Fino a 10 impulsi al secondo. 10 millisecondi di durata di impulso e 10 joule di intensità per singolo impulso. Questa innovativa modalità di trattamento provoca un innalzamento della temperatura del follicolo senza il rischio di effetti collaterali ed in assenza di fastidio se comparato a trattamenti che utilizzano altre sorgenti laser ed altre modalità operative. Nel protocollo "Motion Speed" grazie al movimento dinamico dell'applicatore si possono trattare zone ampie in tempi brevi e in totale comfort per il cliente.

**Modalità Long Pulse** selezionabile dall'operatore, consente di ottenere un'elevata fluenza nei casi in cui tali prestazioni siano necessarie. Contemporaneamente la sicurezza del trattamento è garantita dal raffreddamento del terminale del manipolo.



Massima protezione, risultati ineguagliabili.

### OTTICHE PLUG IN

Due ottiche intercambiabili garantiscono il massimo comfort di trattamento, selettività e rapidità di esecuzione uniti a zero costi di consumo.

## I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA CPL

Il vetro guida che direziona il fascio di luce, ha un'ampia superficie di emissione, 50x10mm, ed è raffreddato prima e durante il trattamento per proteggere la pelle in superficie. Uno slot posizionato lateralmente all'applicatore permette di modificare il filtraggio della lunghezza d'onda della lampada, per adattare l'emissione luminosa al trattamento richiesto dalla tipologia di pelle del cliente.

La speciale cavità riflettente, rivestita in platino, genera nel modulo CPL elevata densità di energia. Il sistema "user friendly" è semplice da usare e permette all'operatore di impostare facilmente tutti i parametri di trattamento.

L'energia incide sulla natura dell'interazione luce-tessuto e l'operatore può aumentarne il valore fino a 25J/cm<sup>2</sup>. La durata di impulso può essere regolata dall'operatore selezionandone la durata da 5 a 50ms. L'intervallo tra un micro impulso ed un altro, permette di modulare il rilascio di energia in relazione ai tempi di raffreddamento della pelle.

I filtri Cut-Off del manipolo CPL emettono in un range compreso tra 600 e 1100nm ed offrono la possibilità di utilizzare fino a 5 lunghezze d'onda per adeguare il trattamento al fototipo e al target da trattare.

Agisce solo dove necessario mentre raffredda la pelle in superficie.

5 filtri ottici garantiscono una maggiore selettività della lunghezza d'onda emessa, per consentire la personalizzazione del trattamento.



# Risultati clinicamente testati.



Prima



Dopo 1 sessione



Prima



60 giorni dopo 1 sessione

## Trattamenti

- EPILAZIONE
- DERMACARE

- PORI DILATATI
- PELLE IMPURA

“

Ho ottenuto dei risultati  
impensabili, oggi mi sento  
ancora più bella.

”



# Tutte le risposte che cerchi.

## **COME DETERMINARE SE UN INESTETISMO PUÒ ESSERE TRATTATO CON SUPREME?**

Anche se Supreme è molto versatile e in grado di risolvere molti inestetismi, sarà lo specialista ad eseguire un check up preventivo e a valutare l'adeguatezza dello strumento nel trattamento dell'inestetismo in questione.

## **COME FA SUPREME A RIMUOVERE I PELI SUPERFLUI?**

A seconda della zona da trattare, delle caratteristiche dei peli e del colore della pelle, lo specialista stabilirà il protocollo di trattamento più indicato. La luce emessa dal manipolo, a luce pulsata o laser, viene assorbita dalla melanina del pelo e convertita in calore. Il calore sviluppato cauterizza in modo permanente il follicolo pilifero, determinando l'arresto della crescita pilifera senza danneggiare i tessuti circostanti.

## **QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI?**

Gli effetti collaterali sono molto rari. Qualche volta la zona trattata può andare incontro ad un leggero rossore e gonfiore, manifestazioni che spariscono nell'arco di poche ore. Il rischio di complicanze si riduce evitando l'esposizione al sole una settimana prima e una settimana dopo il trattamento. Tutte le normali attività possono essere riprese immediatamente dopo il trattamento.

## **COSA SUCCEDDE DURANTE IL TRATTAMENTO?**

Se troppo lunghi i peli da trattare verranno accorciati con un rasoio elettrico. La zona da trattare verrà detersa e verrà applicato un sottile strato di gel protettivo. Verrà eseguito il trattamento prescelto e poi verranno rimossi il gel e i residui di pelo. Nelle 2 settimane successive al trattamento una percentuale dei peli trattati cadrà.

## **PERCHÉ PREFERIRE SUPREME AD ALTRI METODI DI EPILAZIONE?**

Il più comune metodo di epilazione è sicuramente la ceretta, che ha un effetto molto traumatico sulla pelle. Lo strappo deciso con resine calde infatti, se elimina i peli alla radice, altera anche l'equilibrio della cute a livello chimico e batteriologico e aumenta quindi il rischio di infezioni e l'instaurarsi di follicolite. La follicolite comporta la presenza di peli incarniti, accumuli di sebo nella zona interessata (piccoli brufoli), pustole, macchie, prurito e in rari casi dolore; se diventa profonda può lasciare cicatrici. Supreme consente la riduzione permanente della crescita pilifera e nel contempo rimuove completamente tutti i sintomi legati a metodi di epilazione traumatici utilizzati in precedenza, migliora in tempi rapidi la texture del tessuto, uniformando il colorito e aumentando l'elasticità del tessuto.

**ASPETTATIVE:** di norma è necessario un tempo variabile tra 12 e 18 mesi per una riduzione significativa della crescita pilifera.

## **CHE TIPO DI RISULTATI BISOGNA ASPETTARSI E QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?**

Supreme determina una riduzione permanente della crescita pilifera e un miglioramento della texture del tessuto. Il numero di sedute necessario dipende dalla zona da trattare. Un protocollo personalizzato verrà sviluppato per ottenere risultati che soddisfino le vostre aspettative; di norma è necessario un tempo variabile tra 12 e 18 mesi per una riduzione significativa della crescita pilifera.



biotec Italia  
Aesthetics

# Di Biotec Italia, ti puoi fidare.

## UNA COMPANY SOLIDA

Biotec Italia dal 1993 coniuga un know-how fortemente tecnologico a una forte vocazione scientifica e ad una naturale predisposizione per la generazione del benessere estetico. Ideare, produrre e commercializzare dispositivi tecnologici per il settore medico estetico e prodotti afferenti la cosmesi di alto profilo, è per Biotec Italia una vera missione. Con sede a Dueville (VI), Londra e Shanghai, Biotec Italia si posiziona nel panorama mondiale, tra i main player di settore.

## 100% MADE IN ITALY

L'intero processo produttivo, dal progetto all'assemblaggio fino ai test di qualità, è assolutamente italiano. Alla garanzia di eccellenza tecnologica, Biotec affianca la puntualità e la competenza del servizio post vendita, la professionalità degli specialist della Biotec Italia Academy in campo scientifico e l'efficacia inconfutabile della preparazione in campo marketing e vendite dei propri clienti.

## DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE

Dall'ideazione alla progettazione, sino ad arrivare alla produzione e al post vendita. Un brillante reparto R&D, una innovativa camera Anecoica per i test ed efficienti stabilimenti di produzione e logistica, sono fondamentali per lo sviluppo del cuore dell'attività: la ricerca, l'innovazione e l'applicazione, tutto gestito e controllato dal gruppo nella sede italiana di Dueville (VI).

## CERTIFICAZIONI E GARANZIE

Biotec Italia ha conseguito il doppio riconoscimento di certificazione: sia l'autorevole ISO 9001, a garanzia dell'assoluta conformità aziendale relativa alle rigorose normative vigenti in Italia, sia la marchiatura "CE" a confermare l'efficienza tecnologica dei propri macchinari. Le altissime performance e i risultati, dunque, sono rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza europea.



biotec italia  
Aesthetics

**BIOTEC ITALIA S.R.L.**

ITALY\_36031 DUEVILLE (VICENZA)

VIALE DELLA REPUBBLICA 20

T +39 0444 59 16 83

F +39 0444 36 10 32

W [BIOTECITALIA.COM](http://BIOTECITALIA.COM)

E [INFO@BIOTECITALIA.COM](mailto:INFO@BIOTECITALIA.COM)



BIOTEC ITALIA  
AESTHETICS  
È UNA  
DIVISIONE DI



biotec italia



ISO 13485  
BUREAU VERITAS  
Certification

